

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test

Beknopte handleiding voor patiënten



Deze instructies zullen u helpen bij het gebruik van de **SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test**. U dient beslist de gebruiksaanwijzing voor de patiënt te lezen voordat u deze test gebruikt.

Voor meer informatie:
Scan de QR code met je mobiele telefoon of bezoek de website
<https://go.roche.com/contact-sars-cov-rat>


Belangrijke veiligheidsinformatie

Waarschuwing!

- Was uw handen met water en zeep of gebruik een handdesinfecterend middel voordat u de test uitvoert.
- Houd het wattenstaafje schoon. Raak de punt van het wattenstaafje niet aan en zorg ervoor dat het geen oppervlak raakt voordat u het gebruikt.
- Zorg ervoor dat u voor de monsterafname de juiste bijgesloten wattenstaafjes van de fabrikant "Miraclean Technology" gebruikt [correct: P/N 93050; niet gebruiken: P/N 96000].

Componenten van de testkit

Teststrips



Verpakkingszakjes en droogmiddelen



Extractiebufferbuisje en dispenserdrop



Steriel wattenstaafje [merk: Miraclean, P/N 93050]

U moet deze componenten bij de hand hebben wanneer u de test uitvoert:

- Teststrips [afzonderlijk verpakt in een verpakkingszakje met droogmiddel]
- Buisje met extractiebuffer
- Dispenserdrop
- Steriel wattenstaafje [merk: Miraclean]

Wat u verder nog nodig heeft:

- Stopwatch

SARS-CoV-2

Rapid Antigen Test

Guide de référence rapide destinée aux patients



Ce guide vous assiste lors de l'utilisation du **SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test**. Lisez impérativement le mode d'emploi destiné aux patients avant d'utiliser ce test.

Informations supplémentaires:
Pour plus d'informations, visitez le site ou scannez le code QR ci-dessous avec votre téléphone portable
<https://go.roche.com/contact-sars-cov-rat>

Informations de sécurité importantes

Attention !

- Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez un désinfectant pour les mains avant de réaliser le test.
- Maintenez l'écouvillon propre. Évitez de toucher l'extrémité de l'écouvillon et assurez-vous qu'il n'entre en contact avec aucune surface avant de l'utiliser.
- Veuillez à utiliser l'écouvillon correct et fourni du fabricant "Miraclean Technology" pour le prélèvement de l'échantillon [correct : P/N 93050 ; ne pas utiliser : P/N 96000]

Composants du kit de test

Bandelette réactive



Sachet d'emballage et dessiccant



Tube contenant le tampon d'extraction et bouchon distributeur



Écouvillon stérile (marque : Miraclean, P/N 93050)

Vous devez avoir ces composants devant vous afin de réaliser le test :

- Bandelette réactive (emballée individuellement dans un sachet d'emballage avec dessiccant)
- Tube contenant le tampon d'extraction
- Bouchon distributeur
- Écouvillon stérile (marque : Miraclean)

Ce dont vous avez également besoin :


- Chronomètre

1. Test voorbereiden

- Lees de gebruiksaanwijzing voor de patiënt voor de SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test zorgvuldig door.




- Controleer de vervaldatum op de achterkant van het verpakkingszakje. Gebruik de test niet als de vervaldatum is verstreken.





2. Neusuitstrijkje nemen en voorbereiden

- Was uw handen met water en zeep of gebruik een handdesinfecterend middel voordat u de test uitvoert.
- Haal het wattenstaafje uit de verpakking. Zorg ervoor dat u het wattenstaafje alleen bij de handgreep aanraakt, niet de punt met het "watje".
- Kantel uw hoofd een beetje achterover.
- Steek het wattenstaafje eerst in een neusgat met het "watje" aan de voorzijde. Duw het wattenstaafje langzaam ongeveer 2 cm naar voren (parallel aan het gehemelte - richting de keelholte, niet omhoog) totdat u weerstand voelt. Oefen daarbij geen druk uit.
- Draai het wattenstaafje 4 keer [ongeveer 15 seconden in totaal] tegen de binnenkant van de neus en verwijder het dan uit de neus.
- Herhaal stap 4 tot en met 5 met hetzelfde wattenstaafje in het andere neusgat. **Opmerking:** Monsters uit beide neusgaten moeten met hetzelfde wattenstaafje worden genomen.




3. Test uitvoeren


- Leg de teststrip op een vlakke ondergrond.
- Houd het buisje verticaal boven het ronde gemarkeerde veld (niet het rechthoekige resultaatvenster).
- Plaats precies 4 druppels op het veld. Knijp hiervoor zo nodig voorzichtig in het buisje. **Opmerking:** u kunt ook doorgaan met de test als u per ongeluk 5 druppels aanbrengt.
- Schakel de stopwatch in en lees het testresultaat na 15 tot 30 minuten af. **WAARSCHUWING!** Als het testresultaat **na meer dan 30 minuten** wordt afgelezen, is het resultaat mogelijk onjuist.




- Plaats het wattenstaafje in een buisje met extractiebuffer. Knijp in de onderkant van het buisje en draai het wattenstaafje meer dan 10 keer heen en weer.
- Blijf in de zijkant van het buisje knijpen terwijl u het wattenstaafje verwijderd om alle vloeistof uit het wattenstaafje te persen. **WAARSCHUWING!** Als het buisje niet wordt samengeknepen, kan een teveel aan buffer op het wattenstaafje onjuiste resultaten opleveren.



- Sluit het buisje goed af met de dispenserdrop. Ga verder met **3 Test uitvoeren**.



4 druppels



15 - 30 min

4. Interpretatie van de resultaten

- Als er geen controlelijn [C] zichtbaar is, moet het resultaat als ongeldig worden beschouwd. De test werkt niet goed en u moet een nieuwe test uitvoeren met een nieuwe testkit.
- De aanwezigheid van een testlijn [T] samen met een controlelijn [C] betekent een positief resultaat.
- De aanwezigheid van een controlelijn [C] (hoe zwak deze ook is) maar geen testlijn [CT] betekent een negatief resultaat.

Bekijk het resultaat goed: zelfs als de controlelijn zwak is, moet de test als geldig worden beschouwd. Mogelijk hebt u de test niet correct uitgevoerd. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en herhaal de test. Als de testresultaten ongeldig blijven, moet u contact opnemen met uw arts of een COVID-19-testcentrum.

Bekijk het resultaat goed: zelfs als de testlijn zwak is, moet de test als positief worden beschouwd.

Een positief testresultaat betekent dat u zeer waarschijnlijk COVID-19 heeft. Neem onmiddellijk contact op met uw arts/huisarts of de plaatselijke gezondheidsafdeling en volg de plaatselijke richtlijnen voor zelfisolatie. Indien nodig zal uw arts ter bevestiging een PCR-test voorschrijven.

Het is onwaarschijnlijk dat u COVID-19 heeft. Zelfs bij een negatief resultaat moet u alle beschermende en hygiënische maatregelen in acht blijven nemen.


Bij twijfelachtige gevallen (d.w.z. als u aanhoudende symptomen heeft of uw symptomen ernstiger worden) wordt aanbevolen om de test na 1-2 dagen te herhalen, omdat het coronavirus niet in alle fasen van een infectie nauwkeurig kan worden aangetoond. Neem bij twijfel contact op met uw arts/huisarts.

1. Préparation du test

- Lisez attentivement le mode d'emploi destiné aux patients pour le **SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test**.




- Vérifiez la date de péremption au dos du sachet d'emballage. N'utilisez pas le test si la date de péremption est dépassée.



2. Prélèvement et préparation de l'échantillon nasal


- Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez un désinfectant pour les mains avant de réaliser le test.
- Retirez l'écouvillon de son emballage. Veillez à ne toucher l'écouvillon qu'au niveau de la poignée et non au niveau de la pointe avec la "boule de coton".
- Inclinez légèrement votre tête vers l'arrière.
- Insérez l'écouvillon avec la "boule de coton" en premier dans l'une des narines. Insérez l'écouvillon lentement de 2 cm environ (parallèlement au palais, en direction de la gorge, pas vers le haut) jusqu'à ce que vous sentiez une résistance. N'appliquez pas de pression.
- Faites tourner l'écouvillon 4 fois (pendant environ 15 secondes au total) contre la paroi à l'intérieur du nez, puis retirez-le de la narine.
- Répétez les étapes 4 à 5 avec le même écouvillon dans l'autre narine. **Remarque :** les échantillons doivent être prélevés avec le même écouvillon dans les deux narines.



3. Réalisation du test

- Placez la bandelette réactive sur une surface plane.
- Tenez le tube à la verticale au-dessus de la zone ronde munie du marquage (pas au-dessus de la fenêtre rectangulaire pour la lecture des résultats).
- Déposez exactement 4 gouttes sur la zone. Si nécessaire, appuyez légèrement sur le tube. Remarque : vous pouvez également poursuivre la procédure de test si vous avez accidentellement appliqué 5 gouttes.
- Démarez le chronomètre et lisez le résultat du test au bout de 15 à 30 minutes. **Attention !** Le résultat du test peut être incorrect lorsqu'il est lu après plus de 30 minutes.

4 gouttes



15 - 30 min

4. Interprétation des résultats

- Si la ligne de contrôle (C) n'est pas visible, le résultat du test doit être considéré comme non valide. Le test ne fonctionne pas correctement et vous devez réaliser un nouveau test avec un nouveau kit de test.
- La présence d'une ligne de détection (T) et d'une ligne de contrôle (C) indique un résultat de test positif.
- La présence d'une ligne de contrôle (C) (aussi faible soit-elle) et l'absence de ligne de détection (T) indique un résultat négatif. La probabilité que vous soyez infecté par la COVID-19 est faible.

Regardez attentivement la fenêtre de lecture : le test peut être considéré comme positif même si la ligne de détection est faible. Un résultat positif signifie que vous avez très probablement la COVID-19. Veuillez contacter immédiatement votre médecin ou l'office de santé local et respecter les directives locales d'auto-isolément. Le cas échéant, votre médecin prescrira un test de confirmation par PCR.

Même en cas de résultat négatif, continuez à observer les mesures de protection et d'hygiène. En cas de suspicion (par exemple si vous avez des symptômes persistants ou si vos symptômes s'aggravent), il est recommandé de répéter le test. Si les résultats du test continuent à être non valides, veuillez contacter votre médecin ou un centre de test de l'infection COVID-19.

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test

Diese Anleitung unterstützt Sie bei der Verwendung des **SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test**. Lesen Sie vor der Verwendung dieses Tests unbedingt die Gebrauchsanweisung für Patienten.

Weitere Informationen:
Weitere Informationen finden Sie auf der Website oder scannen Sie den unten stehenden QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon
<https://go.roche.com/contact-sars-cov-rat>

Wichtige Sicherheitsinformationen

Warnung!

- Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife oder verwenden Sie ein Handdesinfektionsmittel, bevor Sie den Test durchführen.
- Halten Sie den Tupfer sauber. Vermeiden Sie es, die Spitze des Tupfers zu berühren, und stellen Sie sicher, dass er vor der Verwendung keine Oberflächen berührt
- Achten Sie darauf, dass Sie für die Probenentnahme die korrekten, beigelegten Abstrichtupfer des Herstellers "Miraclean Technology" verwenden (korrekt: P/N 93050; nicht zu verwenden: P/N 96000).

1. Test vorbereiten

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung für den Patienten für den SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test genau durch.




- Überprüfen Sie das Verfallsdatum auf der Rückseite des Verpackungsbeutels. Verwenden Sie den Test nicht mehr, wenn das Verfallsdatum überschritten ist.





2. Nasenabstrichprobe entnehmen und vorbereiten

- Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife oder verwenden Sie ein Handdesinfektionsmittel, bevor Sie den Test durchführen.
- Nehmen Sie den Abstrichtupfer aus der Verpackung. Achten Sie dabei darauf den Tupfer nur am Griff zu berühren, nicht an der Spitze mit dem "Wattebausch".
- Neigen Sie Ihren Kopf leicht nach hinten.
- Führen Sie den Tupfer mit dem "Wattebausch" voran in ein Nasenloch ein. Schieben Sie den Tupfer langsam ca. 2 cm vorwärts (parallel zum Gaumen - Richtung Rachen, nicht nach oben), bis Sie einen Widerstand spüren. Üben Sie dabei keinen Druck aus.
- Drehen Sie den Tupfer 4-mal (insgesamt ca. 15 Sekunden lang) gegen die Naseninnenseite und entnehmen Sie ihn dann aus der Nase.
- Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 5 mit demselben Abstrichtupfer im anderen Nasenloch. **Hinweis:** Die Proben aus beiden Nasenlöchern müssen mit demselben Abstrichtupfer entnommen werden.



3. Test durchführen

- Legen Sie den Teststreifen auf eine ebene Fläche.
- Halten Sie das Röhrchen senkrecht über das runde markierte Feld (nicht das rechteckige Ergebnisfenster).
- Tropfen Sie genau 4 Tropfen auf das Feld auf. Drücken Sie dafür falls nötig das Röhrchen leicht zusammen. Hinweis: Sie können den Test auch fortsetzen, wenn Sie versehentlich 5 Tropfen aufgetragen haben.
- Stellen Sie die Stoppuhr und lesen Sie das Testergebnis nach 15 bis 30 Minuten ab. **WARNUNG!** Wenn das Testergebnis nach **mehr als 30 Minuten** abgelesen wird, kann das Ergebnis falsch sein.



4. Interpretation der Ergebnisse

- Wenn keine Kontrolllinie (C) sichtbar ist, ist das Ergebnis als ungültig zu betrachten. Der Test funktioniert nicht richtig und Sie sollten mit einem neuen Testkit einen neuen Test durchführen.
- Das Vorhandensein einer Testlinie (T) zusammen mit einer Kontrolllinie (C) bedeutet ein positives Ergebnis.
- Das Vorhandensein einer Kontrolllinie (C) (egal wie schwach sie ist) aber keiner Testlinie (T), bedeutet ein negatives Ergebnis.

Schauen Sie genau hin: Auch wenn die Kontrolllinie schwach ist, sollte der Test als gültig bewertet werden. Möglicherweise haben Sie den Test nicht korrekt durchgeführt Lesen Sie die Gebrauchsanleitung aufmerksam und wiederholen Sie den Test Bei weiterhin ungültigen Testergebnissen kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt oder ein COVID-19-Testzentrum.


Schauen Sie genau hin: Auch wenn die Testlinie schwach ist, sollte der Test als positiv bewertet werden.

Ein positives Testergebnis bedeutet, dass Sie sehr wahrscheinlich an COVID-19 erkrankt sind. Bitte wenden Sie sich umgehend an Ihren Arzt/ Hausarzt oder das örtliche Gesundheitsamt und halten Sie die örtlichen Richtlinien zur Selbstisolation ein. Gegebenenfalls wird Ihr Arzt einen Bestätigungstest mittels PCR verordnen.


Es ist unwahrscheinlich dass Sie an COVID-19 erkrankt sind. Auch bei einem negativen Ergebnis, sollten weiterhin alle Schutz- und Hygienemaßnahmen eingehalten werden.

Im Verdachtsfall (d.h. wenn Sie anhaltende Symptome haben oder Ihre Symptome schwerwiegender werden) wird empfohlen den Test nach 1-2 Tagen zu wiederholen, da das Coronavirus nicht in allen Phasen einer Infektion genau nachgewiesen werden kann. Bei Unsicherheit wenden Sie sich an Ihren Arzt/ Hausarzt.


ONGELDIGE TESTRESULTAAT




POSITIEF TESTRESULTAAT




NEGATIEF TESTRESULTAAT




RÉSULTAT DE TEST NON VALIDE




RÉSULTAT DE TEST POSITIF




RÉSULTAT DE TEST NÉGATIF



UNGÜLTIGES TESTERGEBNIS



POSITIVES TESTERGEBNIS



NEGATIVES TESTERGEBNIS

